

Behandlare: Sample Report

Kön:

Referensnummer US:

Datum för provtagning:

Mottagit:

Ålder:

Typ av prov: Serumprov

Färdig:


IgA

IgG


CLIA #: 50D0965661

COLA accredited


**Träd**




**Ogräs**




**Gräs**



**Inomhus**



**Mögelsvampar**



© US BioTek Laboratories

Reaktionsgrad

Director: Stephen Markus, MD

	0	I	II	III	IV
IgA (mg/L)	<1.95	≥1.95-3.90	>3.90-15.60	>15.60-29.90	>29.90
IgG (mg/L)	<2.50	≥2.50-5.00	>5.00-20.30	>20.30-47.10	>47.10
IgG4 (mg/L)	<1.20	≥1.20-4.70	>4.70-18.80	>18.80-37.50	>37.50
	Inte hittat	Låg	Moderat	Hög	Mycket hög

US Biotek Laboratories' egna ELISA-analyser är utformade för att bestämma den specifika totala IgG (klasser 1, 2, 3, 4) och IgA (klasser 1, 2)-antikroppar. Klassificeringen från 0 till IV representerar nivåerna av IgG och / eller IgA-antikroppar, som detekterades genom spektrofotometrisk analys. Antigenerna på panelen kan ändras utan föregående meddelande. Referensområden uppdateras med jämna mellanrum. Detta test utvecklas och dess egenskaper bestäms av US Biotek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Testet är inte klarerat eller godkänd av US Food and Drug Administration.